

«نمونه مجهول ارزیابی مولکولی (PCR) برای تشخیص باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس TB»

نمونه های ارسالی برای ارزیابی TB و مشابه نمونه های بیماران تهیه و ارسال شده است. لطفا از نظر نشتی احتمالی کنترل نمایید.

روش کار:

الف) آماده سازی / نگهداری / پایداری:

• در این دوره محتویات هر بسته شامل ۵ نمونه در میکرو تیوب های ۲ سی سی ارسال شده است و لذا نیازمند افزودنی و عملیات بازسازی نمی باشد.
تذکر یک- نمونه مجهول مورد آزمایش از نمونه انسانی (نمونه خلط و سایر مایعات) و باسیل سل غیر فعال شده تهیه شده است، با این حال می بایست با رعایت کلیه الزامات ایمنی فردی و تحت شرایط امن و ایمن نمونه های عفونی، با آن کار شود.

تذکر دو- نمونه های ارسالی در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد یخچال به مدت حداقل ۱۵ روز قابل نگهداری و پایدار و قابل استفاده هستند. ضمناً لازم است قبل از انجام آزمایش، دمای نمونه و معرفهای آزمایش را به دمای اتاق برسانید و قبل از شروع به کار، محتویات لوله ها را به آرامی مخلوط کنید. (Simple shake)

نمونه ها را پس از اتمام کار بمنظور بررسی های بعدی - در فریزر " با دمای حداقل ۱۵- و کمتر ؛ حتی ترجیحاً در ۷۰- " نگهداری کنید و تا تعیین نتایج ارزیابی و حتی حین دوره بعدی، در حالت یخ زده از آنها مراقبت نمایید

همزمان با دوره پنجاه و چهارم (یعنوان نوبت اول عمومی در سال ۱۴۰۵)

ب) انجام آزمایش:

- لازم است آزمایش TB- DNA را در اسرع وقت از مرحله استخراج تا مرحله صدور پاسخ نیمه کمی در یک محیط مناسب با روش های مولکولی (PCR clean environment) با یک روش رایج در آزمایشگاه خود و (نه الزاماً طبق تمام روشهای موجود در جداول صفحات بعد) انجام دهید. بدیهی است خالی ماندن قسمتهایی از جدول های بعد بلامانع است.

ج) گزارش دهی:

در این دوره میبایست مجموعاً ۵ نتیجه آزمایش برای ۵ نمونه مجهول ارسالی گزارش گردد به این صورت که لازم است برای هر ۵ ویال، آزمایش مولکولی (PCR) TB را به صورت کیفی (Qualitative) و یا نیمه کمی (Semi-Quantitative) انجام دهید و در صورت استفاده از روش های Real Time PCR، نتایج مثبت نیمه کمی را بر اساس جدول راهنمای زیر:

CT	Standardized Semi-q-Report Xpert MTB-RIF Ultra(WHO)
<16	High
16-22	Medium
22-28	Low
28-38	Very Low

(بصورت High , Medium , Low , Very Low) در جدول مربوطه گزارش و ثبت نمائید.

تذکر: در صورت تعیین مقاومت میکروبی به روش مولکولی در آزمایشگاه می بایست نتیجه مقاوم و یا حساس بودن هریک از آنتی بیوتیک های ایزونیازید، ریفامپیسین و یا هر دو را در جدول مربوطه ثبت نمائید.

در پایان کار، لطفاً گزارش های بدست آمده را به طریق ذیل اعلام نمائید:

ج-۱) نتیجه آزمایش ها را در مکان های مربوطه در جدول درنرم افزار مبتنی بر شبکه (با رجوع به نشانی تارنمای برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAP) وارد نمائید.

برای پرهیز از تاثیرات محیطی، لطفاً نمونه ها را در معرض آفتاب یا نور سالن بصورت طولانی مدت قرار ندهید، توجه داشته باشید که بعضی لامپهای مهتابی، کم مصرف یا جیوه ای موجود در آزمایشگاه به ویژه اگر خوب کار نکنند و یا خراب شده باشند، میتوانند از خود تابش فرابنفش ساطع کنند.

توصیه میشود: یک نسخه از فرمهای تکمیل شده را برای پیگیریهای بعدی برای خودتان کپی و نگهداری نمائید.

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
برنامه ارزیابی کیفیت خارجی
External Quality Assessment Program
دوره هفدهم مولکولی NAT TB

همزمان با دوره پنجاه و چهارم (یعنوان نوبت اول عمومی در سال ۱۴۰۵)

توجه: ثبت کد شناسایی الزامی است

نام آزمایشگاه: _____ کد شناسایی آزمایشگاه: EQAP -

زمان پاسخ‌دهی فقط از طریق اینترنت ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰

پیشنهادی در آزمایشگاه (Laboratory - developed) در صورت امکان پروتکل یا مرجع مربوطه را تعیین نمایید:-----						روش کیفی (Qualitative)
Lot No:		شرکت نمایندگی در ایران	شرکت سازنده:	نام کیت استخراج:	☐ با استفاده از کیت تجاری ☐ دستگاهی (روش اتوماتیک)	
سال خرید	سال ساخت	شرکت نمایندگی در ایران	شرکت سازنده:	نام دستگاه استخراج / مدل:		
☐ روش پیشنهادی آزمایشگاه:-----						روش کیفی (Qualitative)
سال خرید	سال تولید	نامارک	دستگاه ترموسایکلر	نام کشور سازنده:	نام کیت TB:	
						☐ با استفاده از کیت تجاری
الکتروفورز روی ژل ☐ هیبریدیزاسیون ☐ با استفاده از رنگ عمومی (مثل سایبرگرین) ☐ با استفاده از مواد فلوئورسانس / پروپ ☐ با استفاده از مواد رادیواکتیو ☐ غیره: -----						(ج) شیوه شناسایی محصول (Detection)

نشانی دفتر EQAP: تهران-خیابان فاطمی- میدان گلها- خیابان هشت بهشت- کوچه اردشیر- پلاک ۲۹ کد پستی: ۱۴۱۴۷۳۴۷۱۱

تلفن: ۸۸۹۷۰۷۰۰ سایت انجمن: www.iaclld.com سایت برنامه: www.eqclld.com

همزمان با دوره پنجاه و چهارم (یعنوان نوبت اول عمومی در سال ۱۴۰۵)

❖ نتیجه آزمایش ۵ ویال ارسالی را در قسمت ذیل تکمیل بفرمائید:
توجه نمائید در صورت انجام و گزارش آزمایش تعیین حساسیت دارویی به روش مولکولی برای بیماران در آزمایشگاه، ثبت نتایج آزمایش تعیین حساسیت دارویی در مورد نمونه های کنترل کیفیت خارجی نیز الزامی میباشد.

ثبت کد نمونه الزامی است

کد نمونه NAT.2 - 0554 □ □ □ □	کد نمونه NAT.2 - 0554 □ □ □ □	کد نمونه NAT.2 - 0554 □ □ □ □	کد نمونه NAT.2 - 0554 □ □ □ □	کد نمونه NAT.2 - 0554 □ □ □ □
☐ Negative ☐ Positive ☐ Very Low(CT:28-38) ☐ Low (CT:22-28) ☐ Medium(CT:16-22) ☐ High(CT:<16) Drug Susceptibility Test : Rifampicin: S ☐ R ☐ Isoniazid: S ☐ R ☐	☐ Negative ☐ Positive ☐ Very Low(CT:28-38) ☐ Low (CT:22-28) ☐ Medium(CT:16-22) ☐ High(CT:<16) Drug Susceptibility Test : Rifampicin: S ☐ R ☐ Isoniazid: S ☐ R ☐	☐ Negative ☐ Positive ☐ Very Low(CT:28-38) ☐ Low (CT:22-28) ☐ Medium(CT:16-22) ☐ High(CT:<16) Drug Susceptibility Test : Rifampicin: S ☐ R ☐ Isoniazid: S ☐ R ☐	☐ Negative ☐ Positive ☐ Very Low(CT:28-38) ☐ Low (CT:22-28) ☐ Medium(CT:16-22) ☐ High(CT:<16) Drug Susceptibility Test : Rifampicin: S ☐ R ☐ Isoniazid: S ☐ R ☐	☐ Negative ☐ Positive ☐ Very Low(CT:28-38) ☐ Low (CT:22-28) ☐ Medium(CT:16-22) ☐ High(CT:<16) Drug Susceptibility Test : Rifampicin: S ☐ R ☐ Isoniazid: S ☐ R ☐